

# SANEKO

*Konzept*

## SANEKO-Jet

*mehr als nur Aufwassermassage*



## Die Massagearten:

Zwei elektronisch gesteuerte Düsen erzeugen zwei Hochdruck-Wasserstrahlen, die die klassischen Massagearten simulieren.



kleine Spiralen



große Spiralen



Halbkreise




punktuelle Kreise



Ganzkörper-Kreise



klassische Austreichmassage



parallele Massage



pulsierende Austreichmassage



pulsierende Parallelmassage



laterale Massage



mediale Massage



synchrone Massage

## Qualität und Erfahrung

Nach über 15 Jahren Erfahrung mit den verschiedensten Aufwärmassage-Systemen möchten wir von SANEKO-KONZEPT ein qualitativ hochwertiges Produkt anbieten, das den neuesten Stand der Technik beinhaltet und dennoch günstig angeboten werden kann.

Der SANEKO-JET bietet ein breites Spektrum an Behandlungen, ist effektiv und komfortabel. Er wird nach Vorschrift DIN EN ISO 9001 gefertigt und unterliegt strengsten Qualitätskontrollen.

## Eine optimale Ergänzung

Der SANEKO-JET ist vielseitig einsetzbar. Er findet seinen optimalen Platz in:

## Sport- und Fitnesszentren

Der SANEKO-JET unterstützt Sie in Ihrem täglichen Geschäft. Er steht Ihren Kunden 24 Stunden lang zur Verfügung ohne zusätzlichen Personalaufwand zu fordern. Er bietet Ihren Kunden vielfältige Massagen vor und nach dem Training oder einfach nur zur Steigerung des Wohlbefindens.

Sie können hier zusätzlichen Umsatz generieren, Mitgliedschaften verlängern, Walk-Ins erhöhen und Neukunden gewinnen.

## Gesundheitsstudios / Rehasport

Nutzen Sie den SANEKO-JET zur Unterstützung und Ergänzung Ihres Präventivangebots.

Sie bieten mit dem SANEKO-JET nicht nur Ihren Kunden Gesundheit und Wohlbefinden an, sondern haben obendrein noch ein Herausstellungsmerkmal gegenüber den Mitbewerbern.

## Firmen und Betrieben

Gesunde und zufriedene Mitarbeiter sind das A und O eines Unternehmens. Nicht nur körperliche Arbeit fordert Ihre Mitarbeiter, auch geistige Anstrengung und Stress sind heutzutage ein ernstzunehmendes Problem.

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, Verspannungen zu lösen, Stress abzubauen und nach getaner Arbeit oder in den Pausen zu entspannen und ihr Wohlbefinden zurück zu erlangen.

### Der SANEKO-JET eignet sich bei:

- Rückschmerzen
- Muskelverspannungen und -verkrampfungen
- hoher Belastung und Stress
- mentaler und muskulärer Übermüdung

### Der SANEKO-JET kann helfen:

- die Durchblutung zu verbessern
- den Stoffwechsel anzuregen
- das lymphatische System zu aktivieren
- Muskelverspannungen zu lösen
- das Bindegewebe zu straffen
- das persönliche Wohlbefinden zu steigern

## Wie funktioniert die Behandlung?

Der neueste Stand der Technik trägt dazu bei, dass der SANEKO-JET derart viele verschiedene Massageprogramme anbieten kann. Diese Programme simulieren die klassischen Massagetechniken mittels zweier Hochdruckwasserstrahlen. Das Wasser für die Druckstrahlmassage entnimmt das System aus einem geschlossenen Kreislauf, in den einmalig bei Installation 300 Liter Wasser eingefüllt werden müssen.

Der Kunde liegt entspannt, in leichter Kleidung, auf der flexiblen Auflage, die das wohlig warme Wasser im SANEKO-JET bedeckt. Elektronisch gesteuert massieren bewegliche Wasserstrahlen den Körper von unten durch die weiche Auflage.

Entweder werden der gesamte Körper oder einzelne Partien massiert – je nach Programmauswahl, nach Empfinden oder Gesundheit, jedoch immer wohltuend angenehm.

Ein weiterer Vorteil dieser Massage ist: Ihre Kunden müssen sich nicht umziehen, nicht ausziehen und nicht extra duschen!

## Hochmoderne Software

Der Einsatz von hochmoderner Software ermöglicht Ihren Kunden jederzeit den Zugriff auf alle 20 Behandlungen, die übersichtlich auf dem 26 cm Touchscreen gespeichert sind.

Auf dem frei gestaltbaren Hauptmenü haben Sie die Möglichkeit, die 6 beliebtesten Massagen Ihrer Kunden zu speichern.



## Die 20 Behandlungen sind:

### Therapie:



1. Hilfe bei Rückenschmerzen



2. Schmerzen im Lendenbereich



3. Muskelverspannung



4. Nacken und Schultern

### Beauty:



1. Schönheit



2. Entgiftung



3. Nach der Schwangerschaft



4. Durchblutungsförderung

### Corporate:



1. Gegen Reiseschmerzen



2. Stress



3. Afterwork-Entspannung



4. Geistige Stärkung

### Fitness:



1. Nach dem Training



2. Aktives Leben



3. Fettverbrennung



4. Flexibilität im Alter

### Entspannung:



1. Entspannung



2. Warm durch den Winter



3. Körper, Geist & Seele



4. Müde Beine



### Die Raumgestaltung

Um Ihren Kunden nicht nur eine wohltuende und therapeutische Massage zu bieten, sondern auch ein perfektes Ambiente für eine optimale Entspannung, haben wir für Sie eine Raumgestaltungs-lösung: die SANEKO-Lounge.

Sie ist einfach und sauber zu installieren, passt sich nahezu jedem Raum an und kann ganz nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Ob Sie nach einer Raum-in-Raum Lösung suchen oder die SANEKO-Lounge als freistehende Kabine auf Ihrer Trainingsfläche integrieren möchten, die individuelle Gestaltbarkeit der Lounge passt sich Ihren Gegebenheiten an. Eine empfohlene Fläche von ca. L 3000 mm x B 1900 mm x H 2200 mm sollte jedoch schon vorhanden sein.

Auf ein Aluminiumrahmensystem (Wechselbespannung möglich) wird ein Banner aus UV-beständigem Material nach Brandschutz-klasse 1 gespannt. Die Druckqualität des Banners ist fotorealistisch. Das Motiv können Sie als Kunde frei wählen oder eines von insgesamt 12 Motiven unterschiedlichster Themen aus unserer Auswahl nehmen.

Bei einer freistehenden Kabine wird der Aluminiumrahmen mit dem gewünschten Motiv-Banner nicht nur innen sondern auch aussen bespannt. Die Aussenbespannung entfällt bei der Raum-in-Raum Variante, da man nach Öffnen einer Zimmertüre direkt in der Kabine steht. Diese Variante eignet sich besonders für kleinere Räume.

### Die besonderen Merkmale des SANEKO-JET:

- Beidseitig einsteigbar
- Beweglich in alle Richtungen durch Lenkrollen
- Temperatur: 10 °C bis 50 °C
- Zwei-Motoren-Technologie ermöglicht bis zu 12 verschiedene Massagearten
- zwei computergesteuerte Wasserdüsen
- RFID-Zugangskontrolle
- einfache Touchscreen-Bedienung
- Sektions- und Punktmassage
- Bibliothek mit 20 vorprogrammierten Behandlungen
- frei gestaltbares Hauptmenü

### Technische Daten:

- Abmessung (LxBxH): 2500 x 1000 x 540 mm
- Liegefläche (LxB): 1900 x 685 mm
- Gewicht (ohne Wasser): 140 kg
- Wasserfüllmenge: 300 Liter
- Leistungsaufnahme: 2400 Watt
- Stromanschluss: 220-240 V/IN-16 A
- Wasserdruck: 0,4 bis 6,3 bar

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage [www.saneko.de](http://www.saneko.de) oder Sie scannen unseren QR-Code ein.

